

Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - Q9Z2V5

商品番号: CM0012477

前書き

マウスおよびラットでWB、IF-P、IHC-P、ELISAについて検証済みの高品質HDAC6ウサギモノクローナル抗体。マウスHDAC6（微小管動態およびタンパク質分解における重要な脱アセチル化酵素）のC末端領域（aa 836-1037）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC6 Rabbit mAb
備考/別名	Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2
種	マウス
GeneID (ヒト)	10013
GeneID	15185
免疫原	マウスHdac6 (Q9Z2V5) のアミノ酸836-1037に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Z2V5
タンパク質分子量	126 kDa
配送	アイスバッグ