

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Hdac6モノクローナル抗体 - Q9Ubn7

商品番号: CM0008905



前書き

ヒトHDAC6 (Q9UBN7)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。HDAC6脱アセチル化酵素は微小管ダイナミクス、オートファジー、アグリソーム形成を調節し、がんおよび神経変性疾患研究に関連。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC6 ウサギ mAb
備考/別名	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10013
GeneID	10013
免疫原	合成ペプチド ヒトHDAC6 (Q9UBN7) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBN7
タンパク質分子量	131kDa
発送	保冷バッグ