

Anti-Hdac6 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubn7

商品番号: CM0016026



前書き

ヒトHDAC6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。チューブリン脱アセチル化、オートファジー、アグレスーム形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC6 Rabbit pAb
備考/別名	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10013
遺伝子ID	10013
免疫原	ヒトHDAC6 (NP_006035.2) のアミノ酸836-1104に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBN7
タンパク質分子量	131kDa
配送	アイスパック