

Anti-Hdac7 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q8Wui4

商品番号: CM0025746



前書き

ヒトHDAC7に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。エピジェネティクスおよび転写制御研究に適しています。 - Q8WUI4.

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC7 ウサギ pAb
備考/別名	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
種	ヒト
遺伝子ID	51564
免疫原	合成ペプチド、ヒトHDAC7 (XP_011536783.1) のアミノ酸400-500内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WUI4
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスバッグ