


抗Hdac8ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q9By41

商品番号: CM0029006



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、およびELISAアプリケーションで検証済みの高品質な抗HDAC8ウサギポリクローナル抗体（Q9BY41）を提供しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。エピジェネティック制御に関与する42kDaのヒストン脱アセチル化酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HDAC8 ウサギpAb
備考/別名	HD8; WTS; RPD3; CDA07; CDLS5; KDAC8; MRXS6; HDACL1; C8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55869
遺伝子ID	55869
免疫原	ヒトHDAC8のアミノ酸1-377に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060956.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY41
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスバッグ