


Anti-Hdac9 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Ukv0

商品番号: CM0014986



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-HDAC9 ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。HDAC9はエピジェネティックな抑制のためにヒストンを脱アセチル化します；分子量 111 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDAC9 ウサギ pAb
備考/別名	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9734
遺伝子ID	9734
免疫原	合成ペプチド ヒトHDAC9 (NP_478056.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9UKV0
タンパク質分子量	111kDa
配送	アイスバッグ