

Wb、Elisa用抗Hdcポリクローナル抗体 - P19113

商品番号: CM0023170



前書き

ヒトヒスチジン脱炭酸酵素（HDC、遺伝子ID: 3067）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ヒスタミン生合成研究にご利用いただけます。UniProt: P19113。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDC ウサギ pAb
備考/別名	HDC; ヒスチジン脱炭酸酵素
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3067
遺伝子ID	3067
免疫原	ヒトHDC（NP_002103.2）のアミノ酸2～249番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19113
タンパク質分子量	70kDa/74kDa
配送方法	氷袋