


Anti-Hdc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P19113

商品番号: CM0029122



前書き

ヒスチジン脱炭酸酵素（HDC）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルに反応します。ヒスタミン合成およびカテコールアミン代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDC Rabbit pAb
備考/別名	HDC
種	ヒト
遺伝子ID	3067 (ヒト)
免疫原	ヒトHDC (NP_002103.2) のアミノ酸453-662に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P19113
タンパク質分子量	74kDa
配送	氷袋