


Wb、If-P、Elisa用 抗Hdgf モノクローナル抗体 - P51858

商品番号: CM0002958



前書き

ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISA用ウサギモノクローナルHDGF抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。肝腫瘍由来増殖因子（HMGIL2）を認識。転写抑制因子であり、増殖促進およびヘパリン結合活性を持つ。がんおよび増殖因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDGF ウサギ mAb
備考/別名	HMGIL2; HDGF
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	3068
GeneID	3068
免疫原	合成ペプチド; ヒトHDGF (P51858) のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51858
タンパク質分子量	27kDa
発送方法	保冷バッグ