


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hdgfウサギポリクローナル抗体 - P51858

商品番号: CM0028776



前書き

HDGF (HMG1L2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。転写抑制、分裂促進活性、ヘパリン結合機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDGF Rabbit pAb
備考/別名	HMG1L2; HDGF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3068
GeneID	3068
免疫原	ヒトHDGF (NP_004485.1) のアミノ酸1～240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51858
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	氷袋