


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Hdgf ウサギ ポリクローナル抗体 - P51858

商品番号: CM0013500



前書き

ヒトHDGF（HMGIL2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。転写制御、増殖シグナル伝達、ヘパリン結合メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDGF ウサギ pAb
備考/別名	HMGIL2; HDGF
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3068
遺伝子ID	3068
免疫原	ヒトHDGF（NP_004485.1）のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P51858
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ