


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Hdlbpウサギポリクローナル抗体 - Q00341

商品番号: CM0029794



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のHDLBP (Vigilin) ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのHDLBP (141

kDa)を検出します。コレステロール代謝およびリポタンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDLBP ウサギpAb
備考/別名	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3069
GeneID	3069
免疫原	ヒトHDLBP (NP_976221.1) のアミノ酸1035～1268に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00341
タンパク質分子量	141kDa
輸送方法	氷袋