


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hdlbp/Vigilin ウサギモノクローナル抗体 - Q00341

商品番号: CM0003738



前書き

ヒトHDLBP（Vigilin）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプルにおける内因性HDLBPレベルを検出します。脂質代謝およびコレステロール研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HDLBP ウサギ mAb
備考/別名	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3069
免疫原	ヒトHDLBP (NP_976221.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00341
タンパク質分子量	141kDa
発送	保冷剤入り