

Wb、If/Icc、Elisa用 抗He4/Wfdc2ウサギモノクローナル抗体 - Q14508

商品番号: CM0008769

前書き

ヒトHE4/WFDC2 (Q14508)
を標的とした高品質なウサギモノクローナル抗体です。
WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。肺発達、生殖生物学、がんバイオマーカーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HE4/WFDC2 ウサギmAb
備考/別名	HE4; WAP5; EDDM4; dJ461P17.6; HE4/WFDC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10406
GeneID	10406
免疫原	合成ペプチド ヒトHE4/WFDC2 (Q14508) のアミノ酸45-124に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q14508
タンパク質分子量	13kDa
発送	保冷バッグ