


Wb、Elisa用 抗Heatr1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H583

商品番号: CM0014389



前書き

ヒトHEATR1（BAP28/UTP10）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、リボソーム生合成、核小体機能、Myc関連経路の研究に不可欠な抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEATR1 ウサギ pAb
備考/別名	BAP28; UTP10; HEATR1
種	ヒト
遺伝子ID	55127 (ヒト)
免疫原	ヒトHEATR1（NP_060542.4）のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H583
タンパク質分子量	242kDa
発送	保冷バッグ