


Anti-Hec1/Ndc80 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14777

商品番号: CM0030077



前書き

ヒトHEC1/NDC80を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。キネトコアおよび細胞分裂研究に適しており、マウスとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEC1/NDC80 Rabbit pAb
備考/別名	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10403
GeneID	10403
免疫原	ヒトHEC1/NDC80 (NP_006092.1) のアミノ酸343-642に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O14777
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ