


## Wb、Elisa用 Anti-Hec1/Ndc80 ウサギモノクローナル抗体 - O14777

商品番号: CM0007112



前書き

ヒト HEC1/NDC80 (O14777)

に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。キネトコア機能、分裂チェックポイント、がん研究に最適。予測分子量：74 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名      | HEC1/NDC80 ウサギ mAb                                  |
| 備考/別名    | HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80 |
| 種        | ヒト                                                  |
| GeneID   | 10403                                               |
| 免疫原      | ヒト HEC1/NDC80 (O14777) のアミノ酸 543-642 に対応する合成ペプチド    |
| 由来       | ウサギ                                                 |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                           |
| 適用       | WB, ELISA                                           |
| 交差反応性    | ヒト                                                  |
| SWISS    | O14777                                              |
| タンパク質分子量 | 74kDa                                               |
| 輸送       | 保冷剤                                                 |