

Hectd1に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Ult8

商品番号: CM0024719



前書き

ヒトHECTD1（EULIR）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒトサンプル中の約289kDaの内在性HECTD1を検出します。ユビキチン化、神経発生、幹細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HECTD1 Rabbit pAb
別名	EULIR; HECTD1
反応種	ヒト
GeneID（ヒト）	25831
GeneID	25831
免疫原	ヒトHECTD1（NP_056197.3）のアミノ酸2518～2610番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9ULT8
タンパク質分子量	289kDa
発送方法	氷袋