

Anti-Hel308 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q8Tdg4

商品番号: CM0015364

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用、ヒトHEL308ヘリカーゼに対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。DNA二本鎖切断修復、マイクロホモロジー媒介末端結合（MMEJ）、およびRAD51経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEL308 Rabbit pAb
備考/別名	HEL308
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	113510
遺伝子ID	113510
免疫原	ヒトHEL308 (NP_598375.3) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TDG4
タンパク質分子量	124kDa
配送	アイスバッグ