

抗ヘムオキシゲナーゼ1 (Ho-1/Hmox1) ウサギポリクローナル抗体 - P09601

商品番号: CM0014843



前書き

ヒトヘムオキシゲナーゼ1 (HO-1/HMOX1) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。アポトーシスおよびヘム代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Rabbit pAb
備考/別名	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
種	ヒト
GeneID	3162
免疫原	ヒトHeme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1) のアミノ酸1-288内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09601
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ