

Wb、Elisa用抗Hemgnウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxl5

商品番号: CM0021126

前書き

WBおよびELISA用途向けのヒトHEMGN（Hemogen）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと交差反応し、造血分化、白血病、NF-κBアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEMGNウサギpAb
備考／別名	NDR ; EDAG ; CT155 ; EDAG-1 ; HEMGN
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55363
GeneID	55363
免疫原	ヒトHEMGN（NP_932095.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BXL5
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ