


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用

抗ヘモグロビンサブユニットアルファ（Hba1）モノクローナル抗体 - P69905

商品番号: CM0007887



前書き

ヒトヘモグロビンサブユニットアルファ（HBA1）を標的とした高品質ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。酸素輸送およびヘモグロビン症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヘモグロビンサブユニットアルファ（HBA1）ウサギmAb
備考/別名	HBH; ECT7; HBA-T3; METHBA; Hemoglobin subunit alpha (HBA1)
種	ヒト
GeneID	3039
免疫原	合成ペプチド：ヒトHBA1（P69905）のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P69905
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷バッグ