


抗ヘモグロビンサブユニットアルファ（Hba1）ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P69905

商品番号: CM0016786



前書き

ヒトヘモグロビンサブユニットアルファ（HBA1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに最適です。酸素輸送、ヘモグロビン病、赤血球の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヘモグロビンサブユニットアルファ（HBA1）ウサギpAb
備考/別名	HBH; ECTY7; HBA-T3; METHBA; ヘモグロビンサブユニットアルファ（HBA1）
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3039
GeneID	3039
免疫原	ヒトヘモグロビンサブユニットアルファ（NP_000549.1）のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P69905
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ