

ウエスタンブロット、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗ヘモペキシン (Hpx)

ウサギモノクローナル抗体 - P02790

商品番号: CM0008634

前書き

ヒトヘモペキシン (HPX)
に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり。
ヘム輸送および鉄回収研究に必須。診断および研究用途に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヘモペキシン (HPX) ウサギ mAb
備考/別名	HX; ヘモペキシン (HPX)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3263
GeneID	3263
免疫原	ヒトヘモペキシン (HPX) (P02790) のアミノ酸363-462に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P02790
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ