

Wb、Elisa用抗Hepacamウサギポリクローナル抗体 - Q14Cz8

商品番号: CM0016641



前書き

ヒトHEPACAM（46 kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットの種に反応します。細胞接着、遊走、増殖調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEPACAM ウサギpAb
別名	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	220296
遺伝子ID	220296
免疫原	ヒトHEPACAM（NP_689935.2）のアミノ酸35～245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14CZ8
タンパク質分子量	46kDa
輸送方法	氷包