

抗ヘパラーゼ1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y251

商品番号: CM0020080



前書き

ヒトHeparanase

1（HPSE）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ECM分解、腫瘍浸潤、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Heparanase 1 Rabbit pAb
備考/別名	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10855
免疫原	ヒトHeparanase 1（NP_001092010.1）のアミノ酸36〜275に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y251
タンパク質分子量	61kDa
輸送方法	氷袋