


Fc測定用抗Her2/ErbB2モノクローナル抗体 - P04626

商品番号: CM0003979



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトHER2/ErbB2を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。細胞外ドメイン（アミノ酸23-652番）を認識し、ヒト試料での使用が検証済みです。腫瘍学研究および診断用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトHER2/ErbB2 mAb
別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2064
GeneID	2064
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHER2/ErbB2 (NP_004439.2) のアミノ酸23-652番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P04626
タンパク質分子量	138kDa
輸送方法	保冷剤