


フローサイトメトリー用抗Her2/ErbB2モノクローナル抗体 - P04626

商品番号: CM0008796



前書き

フローサイトメトリーでの使用が検証済みの組換えウサギ抗HER2/ErbB2モノクローナル抗体です。多くの癌で過剰発現する受容体型チロシンキナーゼであるヒトHER2を検出します。癌研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトHER2/ErbB2 mAb
別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2064
遺伝子ID	2064
免疫原	組換えタンパク質：ヒトHER2/ErbB2 (NP_004439.2) のアミノ酸23～652番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P04626
タンパク質分子量	138kDa
輸送方法	保冷剤