


## Wb、Ihc、If用 抗Her2/ErbB2 ウサギモノクローナル抗体 - P04626

商品番号: CM0002338



### 前書き

ヒトHER2/ErbB2(P04626)に対する組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC、IF、ELISAでの使用が検証済みです。癌シグナル伝達研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 仕様                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | HER2/ErbB2 ウサギmAb                                                                                  |
| 別名       | NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2) |
| 対象種      | ヒト                                                                                                 |
| GeneID   | 2064                                                                                               |
| 免疫原      | ヒトHER2/ErbB2 (P04626) のアミノ酸23～652番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                                             |
| 起源       | ウサギ                                                                                                |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                                                          |
| 適用用途     | WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA                                                                       |
| 交差反応性    | ヒト                                                                                                 |
| SWISS    | P04626                                                                                             |
| タンパク質分子量 | 138kDa                                                                                             |
| 輸送方法     | 保冷剤                                                                                                |