


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Her2/ErbB2 ウサギポリクローナル抗体 - P04626

商品番号: CM0021800



前書き

HER2/ErbB2（受容体型チロシンキナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、癌研究および診断用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HER2/ErbB2 ウサギpAb
別名	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2064
免疫原	ヒトHER2/ErbB2（NP_004439.2）のアミノ酸1156～1255領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04626
タンパク質分子量	138kDa
配送	保冷剤