

Wb、Elisa用抗Herc3ウサギポリクローナル抗体 - Q15034

商品番号: CM0030684

前書き

WBおよびELISAに対応するHERC3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。免疫原：ヒトHERC3（NP_055421.1）のアミノ酸1-200番に対応する組換え融合タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HERC3 Rabbit pAb
備考・別名	HERC3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8916
遺伝子ID	8916
免疫原	ヒトHERC3（NP_055421.1）のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15034
タンパク質分子量	117kDa
輸送方法	氷袋梱包