


WbおよびElisa用 Anti-Hes1 ポリクローナル抗体 - Q14469

商品番号: CM0013022



前書き

WBおよびELISA用として検証済みの高品質ウサギ抗HES1ポリクローナル抗体。Notchシグナル伝達と発生に参与する転写抑制因子であるヒト、マウス、ラットのHES1に反応します。遺伝子調節研究に最適です。

。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HES1 Rabbit pAb
備考/別名	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3280
遺伝子ID	3280
免疫原	ヒトHES1 (NP_005515.1) のアミノ酸90-165に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14469
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ