


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 Anti-Hes1 ウサギモノクローナル抗体 - Q14469

商品番号: CM0003263



前書き

ヒトHES1転写因子を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HES1 ウサギ mAb
備考/別名	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
種	ヒト
GeneID	3280
免疫原	合成ペプチド ヒトHES1 (Q14469) のアミノ酸181-280に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14469
タンパク質分子量	30kDa
発送	保冷バッグ