


ウェスタンブロット（Wb）、Elisa用 抗Hes1ウサギポリクローナル抗体 - Q14469

商品番号: CM0017461



前書き

ヒト転写因子HES1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトHES1を検出し、ラットおよびマウスと交差反応性を示します。転写調節および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HES1 Rabbit pAb
備考／別名	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3280
GeneID	3280
免疫原	合成ペプチド ヒトHES1 (NP_005515.1) のアミノ酸151～280番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット、マウス
SWISS	Q14469
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋