


Wb、Elisa用抗Hexウサギモノクローナル抗体 - Q03014

商品番号: CM0002950



前書き

ヒトHHEX/Hexに対するウサギモノクローナル抗体（Q03014）で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。WNTシグナル伝達、造血分化、前駆発生における転写調節因子です。転写研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hex ウサギmAb
備考／別名	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3087
GeneID	3087
免疫原	ヒトHex（Q03014）のアミノ酸50-150番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03014
タンパク質分子量	30kDa
輸送方法	氷袋