


Anti-Hexa (Beta-Hexosaminidase Subunit Alpha) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

商品番号: CM0006588



前書き

ヒトHEXAを標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。テイ・サックス病などのリソソーム蓄積症や糖スフィンゴ脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEXA Rabbit mAb
備考/別名	TSD; HEXA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3073
GeneID	3073
免疫原	組換えタンパク質；ヒトHEXAのアミノ酸368-529に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_000511.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06865
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ