


Anti-Hexim1 Rabbit Monoclonal Antibody - O94992

商品番号: CM0006487



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのAnti-HEXIM1ラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのHEXIM1（約41 kDa）、転写調節因子およびP-TEFb阻害因子を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	HEXIM1 Rabbit mAb
備考/別名	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10614
遺伝子ID	10614
免疫原	ヒトHEXIM1 (NP_006451.1) のアミノ酸255-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94992
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスパック