


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Hexim1ウサギポリクローナル抗体 - O94992

商品番号: CM0028492



前書き

ヒトHEXIM1を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写調節および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEXIM1 Rabbit pAb
別名	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10614
遺伝子ID	10614
免疫原	ヒトHEXIM1 (NP_006451.1) のアミノ酸210〜359番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O94992
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷剤