

## Wb、Elisa用 抗ヘキソキナーゼII ポリクローナル抗体 - P52789

商品番号: CM0013415



### 前書き

ヒトヘキソキナーゼIIに対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAで検証済み。解糖系酵素HK2を標的とし、代謝およびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | ヘキソキナーゼII ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名       | HKII, HXK2, II                                           |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 3099                                                     |
| GeneID      | 3099                                                     |
| 免疫原         | ヒトヘキソキナーゼII (NP_000180.2) のアミノ酸1-120に相当する配列に対応する組換えタンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| 適用          | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | P52789                                                   |
| タンパク質分子量    | 102kDa                                                   |
| 発送          | 保冷剤                                                      |