

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗ヘキソキナーゼIIポリクローナル抗体 - P52789

商品番号: CM0014978



前書き

ヒトヘキソキナーゼII（HKII/HXK2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットを検出。解糖系およびアポトーシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hexokinase II Rabbit pAb
備考/別名	HKII; HXK2; Hexokinase II
種	ヒト
遺伝子ID	3099
免疫原	ヒトヘキソキナーゼII（NP_000180.2）のアミノ酸1-120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52789
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋