


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Hey1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y5J3

商品番号: CM0024153



前書き

ヒトHEY1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。心血管発生、Notchシグナル伝達、転写抑制研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEY1 Rabbit pAb
別名	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23462
遺伝子ID	23462
免疫原	ヒトHEY1 (NP_001269780.1) のアミノ酸114～129番領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5J3
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋