

Wb、Elisa用抗Hey2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubp5

商品番号: CM0012867

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用の高品質HEY2ウサギポリクローナル抗体（pAb）。ヒト、マウス、ラットに反応します。心血管発生、Notchシグナル伝達、転写抑制機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEY2ウサギpAb
備考／別名	GRL; CHF1; HRT2; HERP1; HESR2; bHLHb32; GRIDLOCK; HEY2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23493
免疫原	ヒトHEY2（NP_036391.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBP5
タンパク質分子量	36 kDa
輸送	アイスパック