

抗Heylウサギポリクローナル抗体（Hey3、Hrt3、Bhlhb33）Wb、Elisa用 - Q9Nq87

商品番号: CM0024026

前書き

ヒトおよびマウスのWBとELISAで検証済みのHEYLウサギポリクローナル抗体（pAb）。心臓血管発生と遺伝子制御に重要なNotchシグナル伝達におけるHEYL転写リプレッサーを標的としており、研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HEYL ウサギ pAb
備考/別名	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26508
免疫原	ヒトHEYL（NP_055386.2）のアミノ酸1～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQ87
タンパク質分子量	35kDa
輸送方法	保冷剤