

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Hfeモノクローナル抗体 - Q30201

商品番号: CM0002416



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトHFE（遺伝性ヘモクロマトーシス蛋白質）を標的とし、ウェスタンブロットティングおよびELISAアプリケーションで検証済みです。鉄代謝、ヘモクロマトーシス、トランスフェリン受容体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HFE ウサギ mAb
備考/別名	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3077
GeneID	3077
免疫原	合成ペプチド ヒトHFE (Q30201) のアミノ酸249-348に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q30201
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷バッグ