

Wb、Elisa用抗Hfeポリクローナル抗体 - Q30201

商品番号: CM0017424



前書き

ヒトHFE（遺伝性血色素沈着症タンパク質）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。鉄代謝の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HFE Rabbit pAb
備考/別名	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3077
免疫原	ヒトHFE (NP_000401.1) のアミノ酸80-306に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q30201
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスバック