

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hfm1 ウサギ ポリクローナル抗体 - A2Pyh4

商品番号: CM0025137

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトHFM1を特異的に認識し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。減数分裂および早発性卵巣不全の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HFM1 ウサギ pAb
備考/別名	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; ヘリカーゼ; HFM1
種	ヒト
GeneID	164045
免疫原	ヒトHFM1 (NP_001017975.4) のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	A2PYH4
タンパク質分子量	163kDa
発送	保冷バッグ