


Wb、Elisa用 抗Hgdウサギモノクローナル抗体 - Q93099

商品番号: CM0003921



前書き

ヒトHGD（ホモゲンチジン酸1,2-ジオキシゲナーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISA用。アルカプトン尿症を含む代謝疾患研究に最適。ペプチド免疫原による特異性を確保。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HGD ウサギ mAb
備考/別名	AKU; HGO; HGD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3081
GeneID	3081
免疫原	合成ペプチド ヒトHGD (Q93099) のアミノ酸346-445に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q93099
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ