

抗Hgfポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P14210

商品番号: CM0014023



前書き

ヒトHGFを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの実績あり。マウス・ラットと交差反応性あり。肝細胞増殖・METシグナル伝達研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HGF ウサギ pAb
別名	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFNB39; HGF
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3082
遺伝子ID	3082
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14210
タンパク質分子量	83kDa
発送方法	保冷剤梱包