


## WbおよびElisa用抗Hgfacポリクローナル抗体 - Q04756

商品番号: CM0018259



### 前書き

WBおよびELISA用HGFACウサギpAb。ヒトHGFAC（aa 408-655）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。HGF活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | HGFACウサギpAb                                            |
| 備考／別名      | HGFA; HGFAC                                            |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3083                                                   |
| 遺伝子ID      | 3083                                                   |
| 免疫原        | ヒトHGFAC (NP_001519.1) のアミノ酸408-655に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途         | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q04756                                                 |
| タンパク質分子量   | 71kDa                                                  |
| 配送         | 保冷剤                                                    |