

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Hhla2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Um44

商品番号: CM0013523

前書き

WB、IHC-P、ELISAアプリケーションでバリデーション済みの高品質な抗HHLA2ウサギポリクローナル抗体。T細胞共刺激リガンドであるヒトHHLA2を検出し、免疫腫瘍学研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	HHLA2 ウサギ pAb
備考/別名	B7y; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11148
GeneID	11148
免疫原	ヒトHHLA2 (NP_009003.1) のアミノ酸30-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UM44
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ